

TIPS KORSETTEN EN BANDAGES

Praktische tips

- Draag altijd een nauw aansluitend hemdje zonder naden onder uw korset/bandage om transpiratievocht en lichaamsoliën op te vangen. Op die manier blijft de binnenzijde langer proper en is de kans op huidirritatie gering.
- Voor mogelijke reparaties, contacteer uw verstrekker.

Onderhoudstips

- Niet vaker wassen dan noodzakelijk.
- Handwas in lauw water (+/- 30°) met een fijnwasmiddel en borsteltje. Let erop dat de klittenbandjes (indien aanwezig) op elkaar gedrukt zijn.
- Na het wassen, uitspoelen met koud water.
- Niet in de droogtrommel laten drogen of rechtstreeks op een warmtebron leggen! Uitrollen op een droogrekje of in een handdoek.
- Laat bij beschadiging of slijtage uw korset/bandage zo snel mogelijk herstellen, dat drukt de kosten. Indien u uw korset/bandage voor herstelling binnenbrengt, dient dit eerst gereinigd te worden.

Hernieuwingstermijnen

LUMBOSTATEN	
-14 jaar	1 jaar
14 tot 21 jaar	2 jaar
+21 jaar	4 jaar

BREUKBANDEN, RIEMEN EN ABDOMINALE GORDELS			
Prefab		Maatwerk	
-21 jaar	1 jaar	-16 jaar	1 jaar
+21 jaar	3 jaar	+16 jaar	3 jaar

KORSETTEN			
Prefab		Maatwerk	
-21 jaar	1 jaar	-14 jaar	1 jaar
		14 - 21 jaar	2 jaar
+21 jaar	3 jaar	+21 jaar	5 jaar



info@aqtor.be | www.aqtor.be

CONSEILS POUR LES CORSETS ET BANDAGES

Conseils utiles

- Portez toujours une chemisette bien serrante sans coutures en dessous de votre corset/bandage pour absorber la transpiration. De cette façon l'intérieur du bandage restera propre plus longtemps et le risque d'irritation de peau sera réduit.
- Pour d'éventuelles réparations, veuillez contacter votre orthopédiste.

Conseils d'entretien

- Ne lavez pas plus que nécessaire.
- Lavage à la main dans de l'eau tiède (+/-30°) avec un détergent fin et petite brosse. Faites attention que les velcros (si présent) soient bien superposés.
- Après lavage, rincer à l'eau froide.
- Ne pas mettre dans le sechoir ou secher directement sur une source de chaleur. Dérouler sur un séchoir à linge ou sur un essuie.
- En cas de dommage ou d'usure veuillez laisser réparer votre corset ou bandage au plus vite, ceci évitera des frais supplémentaires. Avant que vous apportiez votre corset ou bandage en réparation, il devra être nettoyé.

Période de renouvellement

LOMBOSTATS	
-14 ans	1 an
14 à 21 ans	2 ans
+21 ans	4 ans

CEINTURES INGUINALES, CEINTURES ET CEINTURES ABDOMINALES			
Prefab		Sur mesure	
-21 ans	1 an	-16 ans	1 an
+21 ans	3 ans	+16 ans	3 ans

CORSETS			
Prefab		Sur mesure	
-21 ans	1 an	-14 ans	1 an
		14 - 21 ans	2 ans
+21 ans	3 ans	+21 ans	5 ans



info@aqtor.be | www.aqtor.be